

～ストローマンのオーバーデンチャーソリューションにロケーターが追加～

「Straumann® LOCATOR® システム」を新発売

歯科用インプラント(人工歯根)等の輸入販売を行うストローマン・ジャパン株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 ヨルグ・デュッペンターラ)は、2013 年 7 月 22 日より「Straumann® LOCATOR® システム」を発売いたします。

今回の「Straumann® LOCATOR® システム」発売により、無歯顎に対応するソリューションの幅が広がります。本システムを使用する事で義歯の安定が図れ、咀嚼機能の向上がもたらされます。さらに清掃性・経済性にも優れており、患者様の QOL 向上に寄与します。


「Straumann® LOCATOR® システム」は術者に対する利点も多く、インプラント間の角度を最大40度まで補正することが可能です。コンポーネントの高さが低く設計されているので、限られた咬合高径の症例においてもフレキシブルに設計することができます。また、アバットメントの高さを1mm-6mmと豊富なバリエーションにしているため、臨床における設計の自由度が広がります。

本システムは Straumann® ティッシュレベル インプラントに対応します。

ストローマン・ジャパンは本システムの発売により無歯顎に対応するソリューションを広げ、今後も患者様のニーズに応じた幅広いソリューションの提供に取り組んでまいります。

製品の特長と仕様

- Straumann® ティッシュレベル インプラント(RN/WN)に対応
- インプラント間の角度を最大 40 度まで補正
- 様々な咬合高径に対応
- 義歯の着脱が容易
- アバットメントと義歯を適切に接合
- 摩耗に強いコンポーネントが長期にわたり機能を維持



LOCATOR® アバットメント

Straumann® ティッシュレベル インプラント レギュラーネック用		
RN ロケータアバットメント	高さ 1mm-6mm 1 mm刻み 6 種類	
Straumann® ティッシュレベル インプラント ワイドネック用		
WN ロケータアバットメント	高さ 1mm-5mm 1 mm刻み 5 種類	

LOCATOR® コンポーネント

ロケータ リプレースメントメイルセット	0° ~ 10°、10° ~ 20°
ロケータ リプレースメントメイル	(0° ~ 10°) クリア、ピンク、ブルー
ロケータ リプレースメントメイル	(10° ~ 20°) グリーン、オレンジ、レッド、グレー
TL ロケータ フィメールアナログ	
ロケータ 印象キャップ	
ロケータ ブロックアウトスペーサー	
ロケータ ブラックプロセッシングメイル	
ロケータ プロセッシングスペーサー	
ロケータ アバットメントホルダー	
ロケータ コアツール	
ロケータ アバットメントドライバー	短、長
ロケータ パラレルポスト	
ロケータ アンクルガイド	

販売名: ストローマン ロケータシステム TL 一般的名称: 歯科用インプラントアバットメント 分類: 高度管理医療機器 承認番号: 22500BZX00233000

販売名: ストローマン ロケータ補綴ツール 一般的名称: 歯科用インプラント補綴用器具 分類: 一般医療機器 承認番号: 13B1X10163000203

<製品に関するお問合せ先>

ストローマン・ジャパン株式会社 TEL 0120-418-995

<本リリースに関するお問合せ先> ストローマン・ジャパン株式会社

広報担当: 井上 久子 (TEL: 03-5218-2812)

■ ストローマン・ジャパン株式会社について

<会社概要>

所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー16 階
設立: 2007年8月
代表取締役社長: ヨルグ・デュッペンターラ (Joerg Duppenhtaler)
従業員数: 約120名
事業内容: 医療機器の輸入販売、歯科医療に関する情報提供サービス、
歯科医療に関する技術トレーニング・セミナーの開催等
取扱製品: 歯科用インプラント(人工歯根)およびインプラント治療製品
歯周組織再生用材料およびその他歯科用医療機器
医療機器製造販売業 第一種医療機器製造販売業許可番号:13B1X10163
営業拠点: 北海道・東北／関東／中部／関西・四国／九州・中国
HP: <http://www.straumann.jp>

■ ストローマン・グループについて

ストローマンは本社をスイスのバーゼルに置く、インプラント歯科、修復歯科および口腔組織再生におけるグローバルリーダーです。ストローマンは世界の主要なクリニック、研究機関、大学と連携して、歯の置換・修復・再生を目的とした歯科修復ソリューションのためのデンタルインプラント、インスツルメント、補綴物や口腔組織再生製品の研究、開発、製造に従事しています。ストローマンの従業員数は世界で約2400人、幅広いネットワークを通して70カ国以上で製品とサービスを展開しています。

免責事項

本プレスリリースには、「将来予測に関する記述」が含まれます。これらの将来予測に関する記述は、経営陣の現時点での判断に基づくものであり、既知または未知のリスクや不確実性その他の要因によって、グループの実際の成果や業績が、予想されたものと異なる可能性を含むものです。この要因には、ストローマン製品の成功や需要、製品の旧式化の可能性、グループの知的財産の保護能力、新製品の開発と製品化、競争環境、法規制、為替レートの変動、またグループの人事判断や、収益と利益の確保、事業の適時な拡大判断、取引関係の維持、などに関するリスクがあります。これらのリスクや不確実性のいくつかが現実となった場合、またはもととなる仮定が不適切であった場合、現実の結果が本内容とは異なる場合があります。ストローマンは、発表日現在の情報を本プレスリリースで提供しており、新たな知見、今後の出来事等によるか否かを問わず、将来予測に関する記述について更新する義務を負うものではありません。