

**～Straumann® CARES® CAD/CAM がさらに進化～
高い柔軟性と確かな精度を持つソフトウェア「Straumann® CARES® Visual 8.0」登場**

歯科用インプラント(人工歯根)等の輸入販売を行うストローマン・ジャパン株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 嶋田 敦)は、2013年9月2日に同社のデジタルソリューションのひとつである Straumann® CARES® CAD/CAM から最新バージョンのソフトウェア Straumann® CARES® Visual 8.0 を発売いたします。

デジタル化が進み多様化する歯科用CAD/CAMにおいてStraumann® CARES® CAD/CAMは常に進化を続けています。Straumann® CARES® Visual 8.0はversion 7.0から搭載されたDental Wing社製プラットフォームのさらなる進化で柔軟性が向上しました。また、オープンプラットフォームである事により、ユーザーが幅広い出力先の選択をする事が可能で、さらにその汎用性を広げています。

Straumann® CARES® Visual 8.0では、より効率的なデジタルワークフローが実現され、同時にマテリアルが追加されることで、ストローマン社製の適合精度の高い修復物の適用の幅が広がりました。

設計効率や簡便性を実現する新しい素材・補綴ソリューションは下記の5つです。

1. Straumann® CARES® zerion® HT
2. Straumann® CARES® zerion® LT
3. Straumann® CARES® X-Stream™
4. Straumann® CARES® インプラントブリッジ & バー(ボーンレベル インプラント用)
5. Straumann® CARES® Variobase™ アバットメント

主な特長

1. Straumann® CARES® zerion® HT	新しいマテリアルでポートフォリオがさらに拡大
<ul style="list-style-type: none"> ● 透明度が高いジルコニアセラミックによる修復物、歯牙形態で設計 ● フルアナトミカルクラウン・フルアナトミカルブリッジ(3ユニットまで)の削り出しが可能 ● 色調は4色 	
2. Straumann® CARES® zerion® LT	色調追加で選択の幅が拡大
<ul style="list-style-type: none"> ● Straumann® CARES® zerion® が改名し Straumann® CARES® zerion® LT に ● 4色から9色に色調が追加 	
3. Straumann® CARES® X-Stream™	ワンステップの補綴ソリューション
<ul style="list-style-type: none"> ● 一度の注文で CARES® CAD/CAM アバットメントとコーピング/クラウンのスキャン、設計、発注が可能 ● 補綴ワークフローの効率化と納期の短縮を実現 	
4. Straumann® CARES® インプラントブリッジ&バー(ボーンレベルインプラント用)	純正の Straumann®コネクションによる品質の高さ
<ul style="list-style-type: none"> ● 3つの新しいバーデザインが追加 ● インプラントブリッジ(2-16本のインプラント埋入に対応) ● バー(2-10本のインプラント埋入に対応) ● 本製品により、ボーンレベル、ティッシュレベル インプラントに対応するほか、混在症例の対応が可能 	
5. Straumann® CARES® Variobase™ アバットメント	ジルコニアカスタムアバットメントの選択肢が拡充
<ul style="list-style-type: none"> ● Straumann®の純正コネクションを持つチタン製アバットメントベースとジルコニア製のCAD/CAMによる支台歯部分の複合構造 ● チタンコネクションの安心感とジルコニアの審美性を両立 	

Straumann® CARES® System は常にデジタルワークフロー全体を通じて先端の技術と製品を提供します。

ストローマンは、新しいソフトウェア Straumann® CARES® Visual 8.0をはじめ、ソフトウェアを通して提供する、カスタムアバットメントからジルコニアクラウン、プロビジョナルレストレーション他の高い審美性を持つ修復物およびサービスを、「Straumann® CARES® デジタル ソリューション」のブランド名でグローバルに展開しています。

ストローマン・ジャパンは Straumann® CARES® Visual 8.0 の発売により、歯科治療のデジタル化への取り組みをさらに進め Straumann® CARES® デジタル ソリューションの拡充を目指します。



販売名: ストローマン CARES Scan CS2

分類: 一般医療機器

届出番号: 13B1X10163000158

<製品に関するお問合せ先>
ストローマン・ジャパン株式会社 TEL 0120-418-995

<本リリースに関するお問合せ先>
ストローマン・ジャパン株式会社 広報担当: 井上 久子 (TEL: 03-5218-2812)

■ ストローマン・ジャパン株式会社について

<会社概要>

所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー16 階
設立: 2007年8月
代表取締役社長: 嶋田 敦
従業員数: 約110名
事業内容: 医療機器の輸入販売、歯科医療に関する情報提供サービス、
歯科医療に関する技術トレーニング・セミナーの開催等
取扱製品: 歯科用インプラント(人工歯根)およびインプラント治療製品
歯周組織再生用材料およびその他歯科用医療機器
医療機器製造販売業 第一種医療機器製造販売業許可番号:13B1X10163
営業拠点: 北海道・東北／関東／中部／関西・四国／九州・中国
HP: <http://www.straumann.jp>

■ ストローマン・グループについて

ストローマンは本社をスイスのバーゼルに置く、インプラント歯科、修復歯科および口腔組織再生におけるグローバルリーダーです。ストローマンは世界の主要なクリニック、研究機関、大学と連携して、歯の置換・修復・再生を目的とした歯科修復ソリューションのためのデンタルインプラント、インスツルメント、補綴物や口腔組織再生製品の研究、開発、製造に従事しています。ストローマンの従業員数は世界で約2300人、幅広いネットワークを通して70カ国以上で製品とサービスを展開しています。

免責事項

本プレスリリースには、「将来予測に関する記述」が含まれます。これらの将来予測に関する記述は、経営陣の現時点での判断に基づくものであり、既知または未知のリスクや不確実性その他の要因によって、グループの実際の成果や業績が、予想されたものと異なる可能性を含むものです。この要因には、ストローマン製品の成功や需要、製品の旧式化の可能性、グループの知的財産の保護能力、新製品の開発と製品化、競争環境、法規制、為替レートの変動、またグループの人事判断や、収益と利益の確保、事業の適時な拡大判断、取引関係の維持、などに関するリスクがあります。これらのリスクや不確実性のいくつかは現実となった場合、またはもととなる仮定が不適切であった場合、現実の結果が本内容とは異なる場合があります。ストローマンは、発表日現在の情報を本プレスリリースで提供しており、新たな知見、今後の出来事等によるか否かを問わず、将来予測に関する記述について更新する義務を負うものではありません。